




Documentazione generale Istruzioni raccolta Cortisolo Salivare

Data di prima emissione: 02.10.2025

Revisione n. 00

Pag. 1 a 1

Indicazioni raccolta Cortisolo Salivare

	CONTENITORE: La raccolta della saliva deve essere effettuata utilizzando esclusivamente la provetta “salivette” (vedi immagine) fornita gratuitamente al paziente da parte dei punti prelievo.
	IDENTIFICAZIONE: Applicare un’etichetta riportante il proprio cognome e nome, data di nascita e orario del prelievo sul contenitore “salivette” e NON sul tappo






QUANDO EFFETTUARE LA RACCOLTA DELLA SALIVA?

La raccolta della saliva deve essere effettuata esclusivamente all’orario o agli orari indicati dal Laboratorio o dal medico specialista in caso di prelievi multipli. Conservare il campione in frigorifero (a +2-8 °C) fino alla consegna in laboratorio.

La saliva deve essere raccolta non prima che sia passata minimo ½ ora / 1 ora dopo dall’assunzione di cibi o bevande, dopo l’assunzione di qualsiasi farmaco, dal lavaggio dei denti, dopo aver fumato o svapato.

Nota: Il cotone è un prodotto naturale. Eventuali colorazioni, particelle o aree scure sono naturali e inevitabili e non precludono l'utilizzo del dispositivo

PROCEDURA DI RACCOLTA

	Stringere saldamente il bordo del contenitore interno della “salivette” e rimuovere il tappo. La rimozione del tappo è facilitata se lo si spinge lateralmente.
	Far scivolare il tampone direttamente in bocca senza toccarlo con le dita.
 1-2 min	Masticare delicatamente il tampone per almeno 1-2 minuti, finché il tampone risulti completamente imbibito. Arrivare alla sensazione di dover deglutire.
	Far scivolare il tampone nel contenitore interno
	Chiudere bene il contenitore “salivette” premendo saldamente il tappo.

Stesura	Verifica	Approvazione
RGQ Dr.ssa Vertua Caterina	Vice Direttore Tecnico Dr.ssa Nervi Sonia	Direttore Tecnico Dr.Ginestri Massimo
Data stesura: 30/09/2025	Data Verifica: 30/09/2025	Data approvazione: 2/10/2025